

FORTUNA UNIVERSAL® OPTIFIX® HF

according to EN ISO 8655-5

101.106

For all liquids that can be handled with the OPTIFIX dispensers and for hydrofluoric acid

- made of PTFE
- with PTFE-encased dispensing piston and PTFE-cylinder
- FIX adaptor made of solid PTFE
- no metal spring, no contamination of the dosing liquid
- volume up to 50 ml

FORTUNA UNIVERSAL® OPTIFIX® HF

gemäß EN ISO 8655-5

101.106

Für alle mit den OPTIFIX Dispensern dosierbaren Medien und für Flußsäure

- aus PTFE
- mit PTFE-ummanteltem Dosierkolben und PTFE-Dosierzylinder
- FIX-Adapter aus massivem PTFE
- ohne Metallfedern, keine Kontamination der Probe
- Volumen bis 50 ml



The bottle is not included in delivery (Matching bottles you find on p. 234+235)

Flasche im Lieferumfang nicht enthalten (Passende Flaschen finden Sie auf Seite 234+235)

comes with 1 PTFE intake tube, 2 PTFE adaptors (GL 40 + 45), packing unit: 1

inkl. 1 PTFE Ansaug-schlauch, 2 PTFE-Adaptoren (GL 40 + 45), Verpackungseinheit: 1

101.106

Volume Volumen	grad. grad.	Accuracy Richtigkeit	Coefficient of Variation Variationskoeffizient	Art.-No. Art.-Nr.
1 - 5 ml	0.1 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.106-33
2 - 10 ml	0.2 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.106-38
5 - 30 ml	0.5 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.106-44
10 - 50 ml	1.0 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.106-48