

CAPP Aero 96

MEHRKANALPIPETTEN

Einfaches und leichtes Aufsetzen und Abwerfen der Pipettenspitzen

Die übermäßige Arbeitsbelastung des Daumens bei Mehrkanalpipetten ist eine Hauptursache für Verletzungen durch sich wiederholende Belastungen und Beschwerden des Anwenders.

Das einzigartige Design der CAPPAero96 Mehrkanalpipetten verringert die Arbeitsbelastung des Daumens. Der Abwurf erfolgt einfach durch leichten Druck auf den Abwurfhebel.

Dank der doppelten O-Ringe aus Aluminium und dem Pipettenspitzenaufsteckkonus aus Metall müssen Sie bei der CAPPAero96 Mehrkanalpipette Ihre Pipette nicht mehr in das Pipettenspitzen-Rack 'rammen', um ein optimales Aufsetzen der Pipettenspitzen zu gewährleisten. Nur ein leichter Druck ist nötig und schon sitzen die Pipettenspitzen perfekt auf dem Pipettenspitzenaufsteckkonus.

Darüber hinaus überzeugen die CAPPAero96 Mehrkanalpipetten durch ihre ergonomischen Eigenschaften. Sie gehören zu den leichtesten Pipetten auf dem Markt und liefern konsistente und zuverlässige Flüssigkeitsübertragungsergebnisse.

Einkanalgenauigkeit und Präzision in einem Mehrkanalpaket

Die CAPPAero96 Mehrkanalpipette garantiert durch ihr spezielle Bauweise sowie Konstruktion der CAPP Kolbenbaugruppe Genauigkeit und Präzision auf jedem einzelnen Kanal.

Der unglaublich robuste und vollständig autoklavierbare Pipettenkörper ist einfach zu warten, zudem reduziert das einzigartige CAPP Design mit einzeln austauschbaren Pipettenspitzenaufsteckkonen die Kosten für bisher unvermeidliche Reparaturen.

Bei den CAPPAero96 Mehrkanalpipetten wurden eloxiertes Aluminium und ein Pipettenspitzenaufsteckkonus aus Metall, anstelle von Kunststoff, verwendet. Dies reduziert erheblich den Bruch durch zufälliges Fallenlassen und Aufsetzen der Pipettenspitzen.

Die Mehrzahl der internen Bauteile ist aus leichten Metallkomponenten gefertigt und sorgt zusammen mit den Edelstahlkolben für eine sehr solide Leistung für ultimative Stabilität auch bei Mehrarbeit in Bezug auf Genauigkeit und Präzision. Diese leistungsfähige und ergonomisch gestaltete Pipette ist für die Ewigkeit gebaut.



capp.dk • +49(0)3631/65242-0 • info@cappahn.com



Bestellinformationen

CAPP Aero 96 Mehrkanalpipetten

Kat.-Nr.	Beschreibung	Ungenauigkeit %	Impräzision %	Farbe
C10-8	CAPPAero 96 Multipipetten, 8-Kanal, 0,5-10µL	5,00/2,00	3,60/1,00	○
C20-8	CAPPAero 96 Multipipetten, 8-Kanal, 2-20µL	5,00/2,00	3,60/1,00	●
C50-8	CAPPAero 96 Multipipetten, 8-Kanal, 5-50µL	3,20/1,40	1,60/0,60	●
C100-8	CAPPAero 96 Multipipetten, 8-Kanal, 10-100µL	2,50/1,30	1,20/0,50	●
C200-8	CAPPAero 96 Multipipetten, 8-Kanal, 20-200µL	1,80/1,20	0,80/0,40	●
C300-8	CAPPAero 96 Multipipetten, 8-Kanal, 30-300µL	1,66/1,40	0,60/0,30	●
C10-12	CAPPAero 96 Multipipetten, 12-Kanal, 0,5-10µL	5,00/2,00	3,60/1,00	○
C20-12	CAPPAero 96 Multipipetten, 12-Kanal, 2-20µL	5,00/2,00	3,60/1,00	●
C50-12	CAPPAero 96 Multipipetten, 12-Kanal, 5-50µL	3,20/1,40	1,60/0,60	●
C100-12	CAPPAero 96 Multipipetten, 12-Kanal, 10-100µL	2,50/1,30	1,20/0,50	●
C200-12	CAPPAero 96 Multipipetten, 12-Kanal, 20-200µL	1,80/1,20	0,80/0,40	●
C300-12	CAPPAero 96 Multipipetten, 12-Kanal, 30-300µL	1,66/1,40	0,60/0,30	●



CAPPSharp Reagenzienreservoirs.