

## Extraktionshülsen, MACHEREY-NAGEL Extraction Thimbles

### MN 645 - Extraktionshülsen aus Cellulose

Extraktionshülsen werden häufig zur Aufnahme von festem Material verwendet, aus dem mit einem Lösemittel bestimmte Substanzen extrahiert werden sollen. Daneben werden Extraktionshülsen auch in der Luft- und Abgasanalytik zur Abscheidung fester Partikel eingesetzt.

ID x H mm	Best.-Nr.	VE St./Pack	ID x H mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
8 x 40	10 46 95001	25	31 x 130	10 46 95025	25
9 x 50	10 46 95002	25	33 x 80	10 46 95051	25
15 x 50	10 46 95003	25	33 x 94	10 46 95022	25
15 x 100	10 46 95004	25	33 x 205	10 46 95026	25
20 x 80	10 46 95005	25	34 x 120	10 46 95027	25
22 x 80	10 46 95006	25	34 x 150	10 46 95028	25
23 x 90	10 46 95007	25	38 x 200	10 46 95029	25
23 x 100	10 46 95008	25	40 x 123	10 46 95031	25
27 x 60	10 46 95011	25	40 x 150	10 46 95030	25
27 x 80	10 46 95009	25	43 x 130	10 46 95032	25
27 x 100	10 46 95010	25	48 x 145	10 46 95033	25
28 x 80	10 46 95015	25	48 x 200	10 46 95034	25
28 x 90	10 46 95016	25	48 x 230	10 46 95035	25
28 x 100	10 46 95013	25	51 x 145	10 46 95036	25
28 x 120	10 46 95014	25	51 x 180	10 46 95037	25
29 x 100	10 46 95017	25	55 x 275	10 46 95040	25
30 x 60	10 46 95019	25	57 x 315	10 46 95038	25
30 x 80	10 46 95020	25	60 x 180	10 46 95039	25
30 x 90	10 46 95021	25	68 x 250	10 46 95042	25
30 x 100	10 46 95023	25	70 x 330	10 46 95043	25
30 x 150	10 46 95018	25	75 x 160	10 46 95041	25
31 x 118	10 46 95024	25			

! Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

