

Wasserprobennahmegeräte nach Ruttner, WINLAB® Water Samplers, Ruttner Type



WINLAB®

Zur Wasserprobennahme aus gewünschter Tiefe

Mit exakter Verschleißtechnik. Arbeitsweise: Der Probenehmer wird geöffnet herabgelassen, bis zur gewünschten Tiefe (Abb. 1). Dann wird der Beschwerungskörper (Abb. 3) am Seil herabgelassen, trifft auf das Federteil, womit der Verschlussmechanismus aktiviert wird und den Behälter abdichtet (Abb. 2). Dadurch ist eine exakte Probenahme aus gewünschter Tiefe möglich. Sehr robuste, langlebige Ausführung in drei Größen.

Artikel	Best.-Nr.
1000 ml Wasserprobennehmer (o. Abb.)	10 03 28080
Mit Probennahmerohr aus Acrylglas, Ø 85 mm außen, Höhe 260 mm, Höhe des gesamten Probennehmers 560 mm, Thermometer 0 bis +50°C, Eigengewicht 1,35 kg, Gewicht des Beschwerungskörpers (zum Auslösen des Verschlussmechanismus) 200 g.	

Artikel	Best.-Nr.
1,7 Ltr. Wasserprobennehmer	39 43 28100
Sehr kräftige Ausführung mit Edelstahlgestänge und Metall/Kunststoff Verschlusskappe. Ø 135 mm außen, Höhe 150 mm des Acrylglasrohres, Höhe des gesamten Probennehmers 630 mm, Thermometer -10 bis +60°C, Eigengewicht 5 kg	

Artikel	Best.-Nr.
3 Ltr. Wasserprobennehmer	39 43 28135
Sehr kräftige Ausführung wie 1,7 Ltr. Wasserprobennehmer. Ø 135 mm außen, Höhe 250 mm des Acrylglasrohres, Höhe des gesamten Probennehmers 720 mm, Thermometer -10 bis +60°C, Eigengewicht 6 kg	

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Kleine Senkleine	39 43 28150
Auf Kabelrolle zum 1000 ml Wasserprobennehmer, 20 m lang, 2 mm Ø, mit metrischer Skala	

Artikel	Best.-Nr.
Große Senkleine	39 43 28160
Auf Stoffwinde 25 m lang, mit Metermarkierung 5 mm Ø des Polyesterseiles für EKMAN- und van VEEN-Schaufel.	

